



## 丙三醇（甘油）

产品货号	产品名称	包装
DW3025	丙三醇（甘油）	100ml

### 产品介绍：

丙三醇又称甘油(Glycerol)，是无色味甜澄明黏稠液体，无臭\有暖甜味，国家标准称为甘油，能从空气中吸收潮气及硫化氢、氰化氢和二氧化硫等，分子量为 92.09，CAS 号为 56-81-5。

甘油为 100%优质甘油常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

### 保存说明：

室温保存。

### 使用说明：

- 1、 稀释至恰当浓度后使用。
- 2、 甘油溶液(100%)比较粘稠，在稀释时应先大量稀释至稀溶液，再行使用。不然有可能导致浓度有差异。

### 注意事项：

1. 注意本产品为非无菌产品。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 本产品文章中的写法：

英文：Dowobio (Shanghai, China)

中文：上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海