



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



Delivector™ Avertin (大鼠)

产品货号	产品名称	包装
DW3120	Delivector™ Avertin (大鼠)	10ml*10

产品简介:

本品阿佛丁 (Avertin) 是即用型的无菌麻醉剂, 其有效成分为三溴乙醇 (Tribromoethanol, TBE), 是非管制药物, 曾被推荐作为转基因鼠传代有关的外科手术的麻醉剂。使用时腹腔注射, 简单方便, 麻醉起效时间 < 5min, 维持时间在24~90min范围内, 仅用于啮齿类动物 (大鼠) 麻醉。

产品优势:

- 优于水合氯醛
- 麻醉起效时间短: < 5min
- 麻醉维持时间长: 24~90min
- Delivector™ Avertin能通过伦理认证, 发SCI认可麻醉剂。

产品应用:

仅用于啮齿类动物 (大鼠) 麻醉, (**大鼠麻醉剂为浊液状态属正常, 使用前一定要混匀**)。

保存方法: 常温避光保存, 一年有效。

推荐用量: 10ul/g, 右侧腹腔注射, (此为推荐用量可根据实际情况进行调整)。

注意事项:

- 开封后推荐在 2 周内使用。长时间存储成分会析出或分解, 造成麻醉效果下降, 甚至腹膜炎。使用前请务必确定标签上保质期, 并观察是否变色或有结晶析出。如果有晶体吸出, 可以 37 度水浴溶解。正式实验前请先进行预实验。
- 请根据手术时间选择合适的剂量, 如果需要延长麻醉时间, 可按初始剂量1/3补打。
- 于科学研究用途 (非临床科学研究)。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海