



甲苯胺蓝

产品货号	产品名称	包装
DW3146	甲苯胺蓝	5g

产品介绍:

甲苯胺蓝 (Toloniumchloride) , 是一种化合物, CAS 号: 6586-04-5 分子式为 $C_{15}H_{16}ClN_3S \cdot 0.5ZnCl_2$, 分子量为 373.97, 甲苯胺蓝深绿色粉末, 具古铜色光泽, 易溶于水, 呈蓝紫色溶液。微溶于醇呈蓝色, 极微溶于氯仿, 几乎不溶于醚。商品大部分为氯化锌复盐。

保存说明:

常温保存。

用途:

氧化还原指示剂。生物染色剂。组织化学中用于测定脱氧核糖核酸和核糖核酸。诊断白喉。羊毛、丝的印染。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海