



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



小鼠胚胎成纤维细胞 3T3-L1

产品货号	产品名称	包装
PM-0006	小鼠胚胎成纤维细胞 3T3-L1	1×10 ⁶ cells

产品介绍:

细胞英文(简称) : 3T3-L1 Cell

细胞名称: 小鼠胚胎成纤维细胞 3T3-L1

背景资料: 3T3-L1 细胞是通过克隆分离得到的 3T3(swiss 小白鼠)的连续亚株。当 3T3-L1 细胞从快速分裂到长满且接触抑制时, 3T3-L1 细胞经过前脂肪向脂肪样逆转。培养液中, 高血清含量可以促进 3T3-L1 细胞内脂肪的积累。

代次: P3

规格: T25

细胞数: 1x10⁶ cells

细胞形态: 贴壁

安全级别: 2

组织来源: 胚胎

细胞活力: 95% (Viability by Trypan Blue Exclusion)

细胞检测: 细胞不含有 HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌

培养条件: DMEM+10% NCS+1% P/S; 37°C, 5% CO₂

传代方法: 建议 1:2-1:3 两天换液一次

冻存条件: 无血清细胞快速冻存液 (DW0109) ,或者 40%血清+5%DMSO+基础培养基 (DW0096)

注意事项:

- 1.本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海

网址: www.dowobio.com

电话: 400-663-7797

邮箱: dowobio@163.com