



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



D-PBS 缓冲液 (1X, 无菌)

产品货号	产品名称	包装
DW0111	D-PBS 缓冲液 (1X, 无菌)	500ml

产品介绍:

1. DPBS 缓冲液, 即杜氏磷酸盐缓冲液, 不含钙、镁和酚红。PH 值范围 7.2-7.4。
2. DPBS 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 一般用于细胞游离前的清洗、细胞或组织运输、细胞计数稀释、溶液配制、容器和细胞用品的清洗等。
3. 本 D-PBS 溶液经过除菌处理, 可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。

产品组成: KCl, KH_2PO_4 , Na_2HPO_4 , NaCl, 不含 Ca^{2+} 与 Mg^{2+}

保存说明:

4°C 保存, 一年有效。

注意事项:

- 1、在使用 DPBS 的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

本产品在美国中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海