



多沃生物

Dowobio Biotechnology Co., Ltd



Delivector™ Avertin (浓缩型)

产品简介:

- 1、本品阿佛丁 (Avertin) 是即用型的无菌麻醉剂, 其有效成分为三溴乙醇 (Tribromoethanol, TBE), 同时也叫阿弗丁, 是非管制药物,
- 2、曾被推荐作为转基因鼠传代有关的外科手术的麻醉剂。
- 3、适用于孕鼠实验, 不影响壬辰, 也不影响胎鼠活性。
- 4、该浓缩液有客户用于犬手术麻醉

本品为高浓度原液 (1g/ml), 客户可以购买后稀释使用, 客户如果想用于小鼠实验, 可以用生理盐水1:40稀释后使用。

保存方法: 常温运输, 4度避光保存。

实验验证: (详情请见官网: www.dowobio.com, 视频号有教学视频)

- 1、直结肠原位瘤模型的构建
- 2、脾脏转移瘤模型的构建
- 3、胰腺癌原位瘤及转移瘤模型的构建
- 4、灌胃实验
- 5、小动物活体成像等; 更多专业验证, 可联系技术咨询

注意事项:

- 使用前请务必确定标签上保质期, 并观察是否变色或有结晶析出。如果有晶体析出, 可以37度水浴溶解。正式实验前请先进行预实验。
- 仅用于科研 (非临床科学研究)。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海